

**varimo**<sup>®</sup>  
MEDİKAL

[varimo.com.tr](http://varimo.com.tr)





## İÇİNDEKİLER CONTENTS

Kronik Venöz Hastalığının Tanımı	Description of Chronic Venous Disease (CVD)
Basınç Sınıfları ve Klinik Endikasyonlar	Compression Levels and Clinical Indications
Nasıl Ölçü Alınır	How to Measure
Varimo Varis Çorapları	Varimo Compression Stockings
Varimo Soft	Varimo Soft
Varimo Cotton	Varimo Cotton
Varimo Male	Varimo Male
Varimo Live	Varimo Live
Varimo Seyahat Çorapları	Varimo Travel Socks
Varimo İnce Destek Çorapları	Varimo Thin Support Stockings
70 DEN Destek	70 DEN Support
140 DEN Destek	140 DEN Support
280 DEN Destek	280 DEN Support
Derin Damar Tromboz Tanımı	Description of Deep Vein Thrombosis (DVT)
Varimo Anti-Emboli Çorapları	Varimo Anti-Embolism Stockings
Varimo Diyabet Çorapları	Varimo Diabetic Socks
Varimo Sports Sporcu Çoraplar	Varimo Sports Socks
Varimo Elastik Destekler	Varimo Elastic Braces
Varimo Ayak Bilekliği	Varimo Ankle Brace
Varimo Baldırlık	Varimo Calf Brace
Varimo Dizlik	Varimo Knee Brace
Varimo Dirseklik	Varimo Elbow Brace
Varimo Elastik Korse	Varimo Elastic Corset
Varimo Vücut Şekillendiriciler	Varimo Shape Body Corsets

### **ViZYONUMUZ**

Vizyonumuz, Uzman Kadromuzu en ileri teknoloji ile bütünleştirip hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve daha geniş kitlelere ulaşabilecek örnek bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Yeni yatırımlarla ve kurduğumuz iş olanaklarıyla hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de sahip olduğumuz marka değerini daha da yükseltmek şirket vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Medikal çorap sektöründe kaliteli, güvenli, yaratıcı ve çözüm odaklı bir firma olarak daha fazla kişiye hizmet sağlamak ve bunu yaparken kusursuz hizmeti sürekli yenilemek ve geliştirmek değişmez ilkemizdir.

### **OUR VISION**

*Our vision is to maintain the highest level of patient satisfaction by integrating our Expert Staff with the most advanced technology and to deliver a superior health care service that can reach larger mass audiences.*

*Our company's vision involves contributing to the country's economy and increasing our brand value through new investments and business opportunities we have created. As a quality, safety, creative and solution-oriented company in the medical socks industry, it is our unchangeable principle to provide service to more people while continually renewing and improving the flawless and perfect service.*

### **MiSYONUMUZ**

Misyonumuz; Etik ilkelerden asla ödün vermeden bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; sağlık personeli, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde fark yaratarak sağlık alanında marka olmaktır.

Varimo Medikal kurulduğu günden itibaren her geçen gün yenilikçi ve vizyon sahibi yöneticileri sayesinde belli bir amaç doğrultusunda geniş bir yelpazeye yayılan, yüksek teknolojik ekipmanlara sahip, alanında iyi tecrübeli ve kalite standartları konusunda yüksek standartlara sahip bir şirket haline gelmiştir.

Türkiye'nin ihracatına ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam etmek ve bunu sağlarken de müşterilerimizin talep ettiği, beklediği değerleri kusursuz şekilde sağlamak öncelikli misyonumuzdur.

Ayrıca müşterilerimize zamanında, doğru, kaliteli ve düşük maliyetle dünya standartlarında hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak da önceliklerimiz arasındadır.

### **OUR MISSION**

*Our mission is to become a brand in the healthcare field by making a difference in the industry with a service understanding of international quality standards, following scientific and technological advancements without compromising ethical principles and focusing on the satisfaction of health care personnel, patients, patient's relatives and employees.*

*Varimo Medikal has become a company that spreads over a wide range of fields in line with a specific goal, has high technological equipment, is well-experienced in its field and has high standards in quality standards since its establishment with every passing day owing to their innovative and visionary managers.*

*Our primary mission is to continue to make a significant contribution to Turkey's exports and economy while also perfectly satisfying the values desired and expected by our clients.*

*Furthermore, it is one of our top priorities to render world-class service to our customers on time, accurately, with excellent quality, and at a low cost, while maintaining the highest degree of customer satisfaction*

Varis, cildin altındaki toplardamar genişlemeleri olarak tanımlanır. Toplardamar kapakçığında yetmezlik oluşmasıyla, kan devamlı olarak geriye çekilir ve birikir. Bundan dolayı damarda basınç artışı ve şişlik meydana gelir. Zaman geçtikçe bu genişleme artmaya devam eder ve kıvrılmalar oluşur.

*Varicose veins are defined as enlargements of the veins under the skin. With the insufficiency of the venous valve, the blood is constantly drawn back and accumulated. This causes an increase in pressure and swelling in the vein. As time passes, this expansion continues to increase and curls form.*

Toplardamarda meydana gelen kapak hasarları ile birlikte aşağı yönlü basınçlı kan akımı ( Venöz Yetmezlik), farklı boyutlarda varislere yol açabilir. Ancak genel olarak üç tip varis vardır.

*Downward pressure blood flow (Venous Insufficiency) together with valve damage in the veins can lead to varicose veins of different sizes. However, there are generally three types of varicose veins.*

Bunlar;

**Kılcal Damar Varisleri (Telenjektazi):** Deride kabarıklığa yol açmayan, çapları 1-2 mm'den küçük ve kırmızı-mor renkte olan bu varisler, ekseriyetle kılcal damar çatlaması sonucu ortaya çıkar. Görünüş olarak örümcek ağını andıran bu varis tipine, hamile ve hormon kullanan genç kadınlarda yaygın olarak rastlanır.

**Capillary Varicose Veins:** *These varicose veins, which do not cause swelling on the skin, are smaller than 1-2 mm in diameter and have a red-purple color, usually occur as a result of capillary cracking. This type of varicose veins, which resembles a spider web in appearance, is common in young women who are pregnant and using hormones.*

**Retiküler Varisler:** Deride hafif kabarık olarak görülen mavi renkli bu varis tipi, genellikle diz arkası ve ayak bileği çevresinde kendini gösterir.

**Reticular Varices:** *This type of blue colored varicose seen as slightly raised on the skin, usually appears behind the knee and around the ankle.*

**Büyük Toplardamar Varisleri:** Deride oldukça kabarık görünmekle beraber yeşilimsi bir renge sahip olan bu varis tipi, çap bakımından 4-15 mm arasında değişir. Varis belirtilerinin tamamını taşıyan büyük toplardamar varisleri, bacak bölgesindeki safen ven adı verilen büyük toplardamar yetmezliği sonucunda meydana gelir.

**Great Vein Varieties:** *This type of varicose veins, which looks quite puffy on the skin but has a greenish color, varies between 4-15 mm in diameter. Great vein varicose veins, which carry all the symptoms of varicose veins, occur as a result of insufficiency of the great vein called the saphenous vein in the leg region.*

**Varisin neden olduđu Őikayetler;**

- Kaşıntı,
- Ađrı,
- ŐiŐlik,
- Dolgunluk hissi,
- Huzursuz bacak,
- Bacakta Őekil bozukluđu,
- Bacakta renk deđiŐikliđi,
- Kılcal damar yođunluđuunda artıŐ.

***Complaints caused by varicose veins;***

- Itching,*
- Pain,*
- Swelling,*
- Feeling of fullness,*
- Restless legs,*
- Leg deformity,*
- Color change in the leg,*
- Increase in capillary density*

**Varis oluŐumunda etkili olabilecek bazı faktörler:**

- \* Hamilelik,
- \* AŐırı kilo,
- \* Uzun süre ayakta kalmak,
- \* Genetik faktörler,
- \* Dođum kontrol hapları,
- \* Hormon tedavileri,
- \* Dar giysiler giymek,
- \* Kabızlık,
- \* İlerleyen yaŐ.

***Some factors that can be effective in the formation of varicose veins:***

- \* pregnancy,*
- \* Excess weight*
- \* Standing for long periods of time*
- \* genetic factors,*
- \* Birth control pills,*
- \* Hormone treatments,*
- \* Wearing tight clothing*
- \* Constipation,*
- \* Advancing age*

Kompresyon tedavisinde amaç bacağı dışarıdan basınç uygulayarak kan dolaşımına destek olup, bacak ağrısı ve ödemin sebep olduğu şişlik gibi yakınmaları azaltmaktır. Varis çorabı bir kompresyon çorabıdır. Kompresyon çorapları, ödem, flebit ve tromboz gibi venöz hastalıkların gelişmesini engellemek ve ilerlemesini önlemek için tasarlanmış tıbbi çoraptır. Hekim tarafından reçete edilir.

Compressor will be as intended. Compression stockings are compression stockings. Compression stockings must be prepared from venous materials such as edema, phlebitis and thrombosis, and tested to prevent the material. It is prescribed by the physician.

Varis çoraplarının, dışarıdan devamlı basınç uygulayarak derin toplar damarda pıhtı (derin ven trombozu) oluşumunu engellemek ve varis yarasının (venöz ülser) iyileşmesine katkıda bulunmak gibi önemli faydaları vardır.

Compression stockings have important benefits such as preventing the formation of clots in the deep veins (deep vein thrombosis) by applying continuous pressure from the outside and contributing to the healing of the varicose wound (venous ulcer).

Uzun süre ayakta durma veya oturma, hareketsiz kalınan yolculuklar damar duvarlarında kademeli bir genişlemeye yol açan damarlardaki tıkanıklığını tetikleyebilir. Seyahat varis çorapları bacaklarda kan akışını hızlandırır, pıhtılaşmayı azaltır ve bacak ödemi vakalarını azaltır.

Prolonged standing or sitting, inactive journeys can trigger occlusion of the vessels, which leads to a gradual enlargement of the vessel walls. Travel compression stockings increase blood flow in the legs, reduce clotting and reduce leg edema cases.

Ürünlerimiz, 2017/745 (MDR) Türk Tıbbi Cihaz Tüzüğü'nün direktiflerinin tüm şartlarını karşılamaktadır. Firmamız, konusunda dünyanın önde gelen firmaları ile ürün kalitesi ve kapasitesi sayesinde rekabet edebilecek konuma gelmiştir.

Our products meet all the requirements of the directives of the Turkish Medical Device Regulation 2017/745 (MDR). Our company has come to a position where it can compete with the world's leading companies in its field, thanks to its product quality and capacity.

Uyguladığımız Kalite yönetim sistemi felsefesi, hammaddeden ürünün oluşumuna kadar bütün üretim aşamalarını bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel (insanlar, prosedürler, prosesler ve kaynaklar olarak) bir anlayıştır.

The philosophy of the Quality management system we apply is a holistic understanding (as people, procedures, processes and resources) that considers all production stages as a whole, from the raw material to the formation of the product, and sees quality as a customer-oriented common function of every element in this whole.

Üretim tesisimizde, uyguladığımız kalite kontrol sistemi ile ürünlerin kullanıcılara kusursuz olarak ulaşması sağlanmaktadır. Sürekli geliştirdiğimiz ar-ge çalışmaları ile hasta güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutarak kullanıcılara kusursuz ürün sunmaya devam edeceğiz.

With the quality control system we have implemented in our production facility, it is ensured that the products reach the users perfectly. We will continue to offer perfect products to users by keeping patient safety and satisfaction in the foreground, with the R&D studies we continuously develop.

## KRONİK VENÖZ BOZUKLUKLARI CHRONIC VENOUS DISEASE

Kronik Venöz Bozuklukları damarlar kanı uzuvlardan kalbe geri döndürmekte zorlandığında ortaya çıkar. Kapakçıkların ve damarların hasar görmesi, doğum hataları yada flebit, enfeksiyon veya travmadan kaynaklanabilir. Damar hastalıklarına neden olan diğer faktörler arasında obezite, gebelik ve tromboz gelmektedir.

Kronik venöz bozukluklarına çok çeşitli klinik semptomlar eşlik eder. Bu semptomlar varisli damarlardan venöz bacak ülserine kadar değişiklik gösterebilir. Kronik venöz bozuklukları için diğer karakteristik semptomlar arasında ödem, venöz egzama, cilt hiper pigmentasyonu, fibrotik deriyi gösteren "Atrophie Blanche" ve lipodermatoskleroz yer alır. Hafif kronik damar bozukluğu olan hastalara doktor tarafından varis çorabı giymesi önerilebilir. Kronik damar bozuklukları CEAP sınıflandırmasına göre sınıflandırılır.

Kronik venöz bozukluklarının çeşitli belirtilerinin raporlama ve tedavisini standartlaştırmak için, hasta popülasyonlarının karşılaştırılmasını ve teşhisinin tek tip olmasını sağlamak için CEAP sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. Amerikan Venöz Forumu'nun uluslararası bir komitesi tarafından 1994 yılında oluşturulan bu sistem, tüm dünyada kabul görmüştür ve şu anda kronik venöz bozukluklarını sınıflandırmak için standart olarak kabul edilmektedir.

CEAP sınıflandırmasının esasları ; objektif belirtilere dayalı klinik sınıfın tanımı (C), Etiyoloji (E), Anatomik (A), Reflü dağılımı ve yüzeysel olarak tıkanıklık, derin ve delikli damarlar ve altta yatan patofizyoloji (P) Reflü veya tıkanma nedeniyle olup olmadığını içerir.

**Yedi klinik kategori aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:**

*Chronic Venous diseases arise when the veins have difficulty in returning the blood from the limbs back to the heart. Damage to the valves and veins may caused by defects at birth, or through phlebitis, infection, or trauma. Other contributing factors to vein diseases include obesity, pregnancy, and thrombosis.*

*Chronic venous disease (CVD) is accompanied by a broad range of clinical symptoms. These symptoms may vary from varicose veins to a venous leg ulcer. Other characteristic symptoms for CVD include edema, venous eczema, hyperpigmentation of the skin, atrophy blanche and lipodermatosclerosis. The graduate compression stocking may be recommended by the doctor when the patient has the mild cases of CVD. Chronic venous disease can be classified according to the CEAP-classification.*

*In order to standardize the reporting and treatment of the diverse manifestations of chronic venous disorders, a comprehensive classification system (CEAP) has been developed to allow uniform diagnosis and comparison of patient populations. Created by an international ad hoc committee of the American Venous Forum in 1994, it has been endorsed throughout the world and is now accepted standard for classifying chronic venous disorders.*

*The fundamentals of the CEAP classification include a description of the clinical class (C) based upon objective signs, the etiology (E), the anatomical (A) distribution of reflux and obstruction in the superficial, deep and perforating veins, and the underlying pathophysiology (P), whether due to reflux or obstruction.*

**Seven clinical categories are recognized as shown on the table below:**

KRONİK VENÖZ BOZUKLUKLARININ CEAP SINIFLANDIRMASI	KLİNİK SINIFLANDIRMA	BASINÇ SINIFLARI	CEAP CLASSIFICATION OF CHRONIC VENOUS DISEASE	CLINICAL CLASSIFICATION	COMPRESSION CLASSES
C0	GÖRÜNEN VEYA SOMUT BİR HASTALIĞI YOK		C0	NO VISIBLE OR PALPABLE SIGNS OF VENOUS DISEASE	
C1	TELANJIKTAZİLER VEYA RETİKÜLER DAMARLAR	CCL 1: 18-21 mmHg	C1	TELANGIECTASIES OR RETICULAR VEINS	CCL 1: 18-21 mmHg
C2	VARİSLİ DAMARLAR		C2	VARICOSE VEINS	
C3	ÖDEM		C3	EDEMA	
C4a	PİGMENTASYON VEYA EGZAMA	Ccl 2: 23-32 mmHg	C4a	PIGMENTATION OR ECZEMA	Ccl 2: 23-32 mmHg
C4b	LİPODERMATOSKLEROZ VEYA ATHROPHIE BALNCH		C4b	LİPODERMATOSCLEROSIS OR ATHROPHIE BLANCHE	
C5	İYİLEŞMİŞ VENÖZ ÜLSERİ		C5	HEALED VENOUS ULCER	
C6	AKTİF VENÖZ ÜLSERİ	Ccl 3: 34-46 mmHg	C6	ACTIVE VENOUS ULCER	Ccl 3: 34-46 mmHg

En yüksek basınç ayak bileğine uygulandığında bacağın alt kısmındaki uzuvlardaki damarlarda kan akışı artar ve kademeli olarak diz ve uyluk bölgesine doğru azalır. Varis çorabı kademeli basınç sağlar. Varis çorapları ayak bileği, baldır ve uylukta sürekli kademeli basınç sağlar ve çorabın uygulandığı yere bağlı olarak birkaç sınıfa ayrılır. Ayak bileğindeki basınç mm Hg olarak ölçülerek standardize edilmiştir.

Avrupa Standartına göre, çorapları aşağıdaki gibi basınç sınıflarına ayırmak için ayak bileğinde ölçülen basınç kullanılır:

Blood flow through the veins of the lower limb is improved when the greatest pressure is exerted at the ankle and gradually reduces to the knee and Thigh. Compression hosiery provides such graduated compression. Compression hosiery gives sustained graduated pressure at the ankle, the calf and Thigh and is graded into several classes dependant on where the hosiery is dispensed. It is standardised by measuring the compression at the ankle in mmHg.

According to European Standart, the compression measured at the ankle is used to classify the hosiery into below compression classes.

### **Avrupa Basınçlı Çorap Standardına Göre Varis Çorap Sınıflandırması:**

Ccl I: 18-21 mmHg	Az, Hafif Basınç: Hafif yüzeysel etkiler için
Ccl II: 23-32 mmHg	Orta Basınç: Orta seviye destek için
Ccl III: 34-46 mmHg	Yüksek Basınç: Birleşik, yüzeysel ve derin etkiler için

### **Compression Stocking Classification in the European Compression Hosiery Standart:**

Class I: 18-21 mmHg	Light, mild compression: indicated for mild superficial effect
Class II: 23-32 mmHg	Medium compression: to moderate support
Class III: 34-46 mmHg	Strong compression: for combined superficial and deep effect

## Önerilen Basınç derecesine (Basınç Sınıfı) bağlı olarak tedavi edilen durum:

### Basınç Sınıfı I (CCL I) 18-21 mmHg

- Bacakta ağırlık ve yorgunluk
- Hamilelik sırasında hafif varis
- Belirgin ödemin olmadığı hafif varis
- Hareketsiz hastalar için tromboz ve emboli profilaksisi
- Ekonomi-sınıf-sendromu profilaksisi

### Basınç Sınıfı II (CCL II) 23-32 mmHg

- Hamilelik sırasındaki daha şiddetli varis
- Hafif ödemli varis
- Yüzeysel ve derin tromboflebit sonrası
- Terapatik başarıyı sürdürmek için skleroterapi veya ameliyat sonrası
- Kronik venöz yetmezlik
- Kronik venöz yetmezliğinde iyileşmiş venöz ülser sonrası
- Derin Damar Trombozunun (DVT) semptomlarını ve ödemi tedavi etmek için ve tromboz sonrası
- Sendrom(PTS)'un belirtilerini önlemek veya semptomlarını yönetmek için

### Basınç Sınıfı III (CCL III) 34-46 mmHg

- Belirgin ödemli belirgin varis
- İlerlemiş kronik venöz yetmezliği
- Ciddi ve tekrarlayan ülserlerin iyileşmesi için
- Travmatik ödem sonrası
- Tekrarlayan lenfödem

## The Recommended Degree Of Compression(Class Of Stocking) Depends On The Condition Being Treated:

### Compression Level I (CCL I) 18-21 mmHg

- Heaviness and fatigue in the leg
- Mild varicosis during pregnancy
- Mild varicosis without significant oedema
- Prophylaxis of thrombosis and embolism for immobile patients
- Prophylaxis of the economy-class-syndrome

### Compression Level II (CCL II) 23-32 mmHg

- More severe varicosis during pregnancy
- Varicosis with mild oedema
- After superficial and deep thrombophlebitis
- After sclerotherapy or surgery to maintain therapeutic success
- Chronic venous insufficiency
- After healed venous ulcer in chronic venous insufficiency

DVT to treat symptoms and oedema to prevent or manage manifestations of the post thrombotic syndrome  
PTS

### Compression Level III (CCL III) 34-46 mmHg

- Pronounced varicosis with marked oedema
- Advanced chronic venous insufficiency
- For healing of serious and recurrent ulcers
- Post traumatic oedema
- Reversible lymphoedema

## NASIL ÖLÇÜ ALINIR? HOW TO MEASURE?



1  
Ayak bileği (ayak bileği kemiğinin üzerindeki dar nokta) çevresini ölçün. Ayak bileği ölçünüzü belirlemek için uygun ölçü çizelgesini kullanabilirsiniz.

Measure circumference of the ankle (narrowest point above ankle bone). You can use the appropriate size chart to determine the size of your ankle.



2  
Baldır bölgesinin en geniş çevresini ölçün. Uygun bedeni belirlemek için beden tablosunu kullanabilirsiniz.

Measure the widest part of calf circumference. You can use the size chart to determine the appropriate size.



3  
Uyluk çevresini belirlemek için uyluk bölgesinin en geniş kısmını ölçün.

Measure the widest part of thigh to determine the thigh circumference.



4  
Kalça çevresini belirlemek için kalçanın en geniş kısmını ölçün.

Measure the widest part of the hips to determine the hip circumference.



5  
Baldır uzunluğunu belirlemek için bacak boyunu yerden diz kırımının 2 cm altına kadar ölçün.

Measure the leg length from floor to 2 cm below the bend of the knee to determine calf length.



6  
Uyluk uzunluğunu belirlemek için bacak boyunu yerden kalça kırımının 2 cm altına kadar ölçün.

Measure the leg length from the floor to 2 cm below the gluteal fold to determine thigh length.


## BEDEN TABLOSU VE ÖLÇÜM NOKTALARI SIZE CHART AND MEASUREMENT POINTS

Doğru çorabı seçmek için aşağıdaki beden tablosunu kullanın ve bacak ölçülerinizle karşılaştırın.  
Use the below charts and compare with your leg measurements to select accurate stocking.

ÇORAPLAR İÇİN ÖLÇÜ TABLOSU SIZE CHART FOR STOCKINGS							
Bacak Çevresi	1	2	3	4	5	6	7
cB	18-20	20-22	22-24	24-27	27-30	30-33	33-35
cB1	23-27	25-29	27-32	30-34	32-36	34-39	36-41
cC	29-34	30-38	32-41	34-44	36-46	39-48	41-50
cD	28-33	29-37	31-40	33-43	35-45	38-47	40-49
cE	33-38	34-42	36-45	38-48	40-50	42-52	44-54
cF	38-47	40-53	42-57	45-61	49-66	52-69	55-72
cG	42-57	45-62	49-67	53-72	56-76	59-80	63-83

\*\*Açık ve kapalı burun mevcuttur.

\*\*Available in open and closed toe



Bacak Boyu (cm)	
(G Normal)	71-82
(G Kısa)	62-70
(D Normal)	38-43
(D Kısa)	33-37

Length of Leg (cm)	
(G Normal)	71-82
(G Short)	62-70
(D Normal)	38-43
(D Short)	33-37

**varimo**<sup>®</sup>  
MEDİKAL

**VARIMO VARİS ÇORAPLARI**  
VARIMO MEDICAL COMPRESSION STOCKINGS



## VARIMO VARİS ÇORAPLARI VARIMO MEDICAL COMPRESSION STOCKINGS

Varis çorabı bacaklardaki dolaşımı iyileştirerek bacak yorgunluğunu, ayak bileği ve ayak şişmesini, hafif örümcek damarları ve varisli damarları önlemeye yardımcı olur. Varis çorapları alt ekstemite varislerini önlemek ve tedavi etmek için bilinen etkili cerrahi olmayan bir yöntemdir.

Medical compression stocking helps prevent leg fatigue, ankle and foot swelling, mild spider veins and varicose veins by improving circulation in the legs. Compression stockings are a recognized effective nonsurgical option to prevent and treat lower limb varicose veins.

Standart Varis Çorap Tipleri	Standart Types for Compression Stockings
• Diz altı varis çorapları	• Knee length compression stockings
• Diz üstü varis çorapları	• Thigh length compression stockings
• Külotlu varis çorapları	• Panty hose compression stockings
• Belden kemerli varis çorapları	• Thigh length with waist belt stockings
• Hamile külotlu varis çorapları	• Maternity panty hose compression stockings



### Özellikler

- Dayanıklı ve sağlam
- Rahat hissettiren
- Yukarıya doğru azalan dereceli basınç
- Çok yumuşak kumaş
- Cildi korumak için nefes alabilen ve nem emici
- Kolay giyilip ve çıkarılabilen
- Kadınlar ve erkekler için harika uyum
- Cilt dostu
- 7 beden mevcuttur

### Features

- Durable and robust
- Feel comfortable
- Graduated pressure decreases towards the top
- Very soft fabric
- Breathable and moisture wicking to care skin
- Easily get on and off
- Perfect fit for women and men
- Skin friendly
- Sizes available in 7 sizes

### Çorap Tipleri Stockings Types



Diz Altı  
Knee High



Diz Üstü  
Thigh High



Külotlu  
Panty Hose



Hamile Külotlu  
Maternity



Belden Kemerli  
Thigh Length with  
Waist Belt

### Burun Tipi Toe Types



Kapalı Burun  
Closed Toe



Açık Burun  
Open Toe

### Basınç Sınıfları Compression Classes

Class I  
18-21 mmHg

Class II  
23-32 mmHg

Class III  
34-46 mmHg

VARIMO SOFT VARİS ÇORAPLARI ÜRÜN KODLARI VARIMO SOFT MEDICAL COMPRESSION STOCKINGS PRODUCT CODES				
HAFIF BASINÇ (CCL 1): 18-21 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 1): 18-21 mmHg				
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
SOFT SOFT	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	4100	SİYAH BLACK
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	4101	
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	4102	
		BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITH WAIST BELT / AT/H	4103	
		HAMİLE KÜLOTLU / AT/U MATERNITY / AT/U	4104	
	KAPALI CLOSED	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	4110	BEJ BEIGE
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	4111	
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	4112	
		BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITH WAIST BELT / AT/H	4113	
		HAMİLE KÜLOTLU / AT/U MATERNITY / AT/U	4114	
ORTA BASINÇ (CCL 2): 23-32 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 2): 23-32 mmHg				
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
SOFT SOFT	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	4200	SİYAH BLACK
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	4201	
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	4202	
		BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITH WAIST BELT / AT/H	4203	
		HAMİLE KÜLOTLU / AT/U MATERNITY / AT/U	4204	
	KAPALI CLOSED	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	4210	BEJ BEIGE
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	4211	
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	4212	
		BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITH WAIST BELT / AT/H	4213	
		HAMİLE KÜLOTLU / AT/U MATERNITY / AT/U	4214	
YÜKSEK BASINÇ (CCL 3): 34-46 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 3): 34-46 mmHg				
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
SOFT SOFT	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	4300	SİYAH BLACK
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	4301	
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	4302	
		BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITH WAIST BELT / AT/H	4303	



## Özellikler

- Cilt sıcaklığını düzenler
- Yukarıya doğru azalan dereceli basınç
- Hassas ciltler için ideal
- Çok yumuşak kumaş
- Rahat
- Cildi korumak için nefes alabilen ve nem emici
- Kolay giyilip çıkarılabilen
- Kadınlar ve erkekler için harika uyum
- Cilt dostu
- 7 beden seçeneği
- Açık ve kapalı burun seçeneği

## Features

- Regulation of skin temperature
- Graduated pressure decreases towards the top
- Ideal for sensitive skins
- Very soft fabric
- Comfortable
- Breathable and moisture wicking to care skin
- Easily get on and off
- Perfect fit for women and men
- Skin friendly
- Sizes available in 7 sizes

## Çorap Tipleri Stockings Types



## Burun Tipi Toe Types



## Basınç Sınıfları Compression Classes

**Class I**  
18-21 mmHg

**Class II**  
23-32 mmHg

**Class III**  
34-46 mmHg

VARIMO COTTON VARİS ÇORAPLARI ÜRÜN KODLARI VARIMO COTTON MEDICAL COMPRESSION STOCKINGS PRODUCT CODES						
HAFİF BASINÇ (CCL 1): 18-21 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 1): 18-21 mmHg						
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS		
COTTON	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	5100	SİYAH BLACK		
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	5101			
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	5102			
		BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITH WAIST BELT / AT/H	5103			
		HAMİLE KÜLOTLU / AT/U MATERNITY / AT/U	5104			
		DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	5110		BEJ BEIGE	
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	5111			
	KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	5112				
	BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITH WAIST BELT / AT/H	5113				
	HAMİLE KÜLOTLU / AT/U MATERNITY / AT/U	5114				
	ORTA BASINÇ (CCL 2): 23-32 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 2): 23-32 mmHg					
	ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE		RENKLER COLOURS
	COTTON	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	5200	SİYAH BLACK	
			DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	5201		
KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT			4202			
BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITH WAIST BELT / AT/H			5203			
HAMİLE KÜLOTLU / AT/U MATERNITY / AT/U			5204			
DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD			5210	BEJ BEIGE		
DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG			5211			
KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT		5212				
BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITH WAIST BELT / AT/H		5213				
HAMİLE KÜLOTLU / AT/U MATERNITY / AT/U		5214				
YÜKSEK BASINÇ (CCL 3): 34-46 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 3): 34-46 mmHg						
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE		BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE		ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
COTTON		AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	5300	SİYAH BLACK	
			DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	5301		
	KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT		5302			
	BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITH WAIST BELT / AT/H		5303			
						BEJ BEIGE




### Özellikler

- Erkekler için çizgili görünüm
- Rahat ve yumuşak dokunuş
- Dayanıklı kumaş
- Hassas ciltler için ideal
- Cildi korumak için nefes alabilen ve nem emici
- Kolay giyilip çıkarılabilen
- Cilt dostu
- 7 beden seçeneği

### Features

- Ribbed look for men
- Comfortable and soft feel
- Durable garment
- Ideal for sensitive skin
- Breathable and moisture wicking to care skin
- Easily get on and off
- Skin friendly
- Sizes available in 7 sizes

### Çorap Tipleri Stockings Types



Diz Altı  
Knee High

Diz Üstü  
Thigh High

### Burun Tipi Toe Types



Kapalı Burun  
Closed Toe

Açık Burun  
Open Toe

### Basınç Sınıfları Compression Classes

**Class I**  
18-21 mmHg

**Class II**  
23-32 mmHg

**Class III**  
34-46 mmHg

VARIMO ERKEK VARİS ÇORAPLARI ÜRÜN KODLARI VARIMO MALE MEDICAL COMPRESSION STOCKINGS PRODUCT CODES				
HAFIF BASINÇ (CCL 1): 18-21 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 1): 18-21 mmHg				
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
MALE	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	6100	SIYAH BLACK
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	6101	●
	KAPALI CLOSED	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	6110	●
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	6111	LACİVERT NAVY BLUE
ORTA BASINÇ (CCL 2): 23-32 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 2): 23-32 mmHg				
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
MALE	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	6200	SIYAH BLACK
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	6201	●
	KAPALI CLOSED	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	6210	●
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	6211	LACİVERT NAVY BLUE
YÜKSEK BASINÇ (CCL 3): 34-46 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 3): 34-46 mmHg				
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
MALE	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	6300	SIYAH LACİVERT BLACK NAVY BLUE
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	6301	● ●



### Özellikler

- Kadınlar için çekici tasarım
- Şık ve ince görünüm
- Moda renkleri
- Ultra rahat uyum
- Yumuşak dokunuş
- Kolay giyilip çıkarılabilen
- Cilt dostu
- 7 beden seçeneği

### Features

- Attractive design for women
- Elegant and sheer looks
- Fashionable colours
- Ultra comfort fit
- Soft touch
- Easily get on and off
- Skin friendly
- Sizes available in 7 sizes

### Çorap Tipleri Stockings Types



Diz Altı  
Knee High

Diz Üstü  
Thigh High

Külotlu  
Panty Hose

### Burun Tipi Toe Types



Kapalı Burun  
Closed Toe

Açık Burun  
Open Toe

### Basınç Sınıfları Compression Classes

Class I  
18-21 mmHg

Class II  
23-32 mmHg

VARIMO LIVE VARİS ÇORAPLARI ÜRÜN KODLARI VARIMO LIVE COMPRESSION STOCKINGS PRODUCT CODES				
HAFİF BASINÇ (CCL 1): 18-21 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 1): 18-21 mmHg				
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
LIVE	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	7100	SIYAH BLACK
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	7101	BEJ BEIGE
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	7102	BORDO CHERRY RED
	KAPALI CLOSED	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	7110	LACİVERT NAVY BLUE
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	7111	KAHVERENGİ ESPRESSO
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	7112	
ORTA BASINÇ (CCL 2): 23-32 mmHg				
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
LIVE	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	7200	SIYAH BLACK
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	7201	BEJ BEIGE
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	7202	BORDO CHERRY RED



Derin Damar Trombuzu için ana risk faktörlerinden birisi uzun bir uçak yolculuğu gibi uzun süreli hareketsizliktir. Seyahat çorapları özellikle ayak bileğine sıkıca oturur ve bu hafif basınç kanın derin damarlara akışını destekler, bu da kanın birikmesini ve pıhtılaşmasını önleyerek DVT riskini azaltır.

Araştırma sonuçları, 5 saatten fazla süren uçuşlar sırasında seyahat çorabı giyilmesinin, semptom göstermeyen kişilerde DVT riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Seyahat çorapları ayrıca bacak şişmesini, rahatsızlığını ve cilt yüzeyinin yakınında oluşan kan pıhtılarını azaltmaya yardımcı olurlar.

Professional athletes prefer to use Sport Stockings as a tool for improving performance or accelerate recovery from training or competitions, and also to reduce lower limb volume, relieve symptoms of muscle soreness, and fatigue.

During the exercises, sport stocking using is probably more practical (than during recovery, after-exercise) for a significant number of sports/activities.

### Özellikler

- Bacakların şişmesini önleyici
- Yolculuk sırasındaki Derin Bacak Trombozu (DVT) riskini azaltır
- Uzun mesafeli yolculuklar için ideal
- Mükemmel nefes alabilirlik
- Rahat ve yumuşak dokunuş
- Kolay giyilip çıkarılabilen
- Kadınlar ve erkekler için harika uyum
- Cilt dostu

### Features

- Prevent swelling of the legs
- Reduced the risk of deep vein thrombosis (DVT) during travelling
- Ideal for long distance travel
- Excellent breathability
- Comfortable and soft feel
- Easily get on and off
- Perfect fit for women and men
- Skin friendly

VARIMO SEYAHAT ÇORAPLARI ÜRÜN KODU VARIMO TRAVEL SOCKS PRODUCT CODE				
HAFIF BASINÇ (CCL 1): 18-21 mmHg COMPRESSION LEVEL (CCL 1): 18-21 mmHg				
ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
TRAVEL	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	8100	SIYAH BLACK BEJ BEIGE LACİVERT NAVY BLUE

Çorap Tipleri  
Stockings Types



Diz Altı  
Knee High

Burun Tipi  
Toe Types



Kapalı Burun  
Closed Toe

Basinç Sınıfları Compression Classes

Class I  
18-21 mmHg



## Özellikler

- Kadınlar için şık ve şeffaf görünüm
- Hafiflik
- Yumuşak dokunuş
- Dereceli basınç
- Kolay giyilip çıkarılabilen
- Opak görünüm
- Mükemmel incelik
- Günlük aktiviteler için ideal
- Cilt dostu
- Çeşitli renk seçenekleri

## Features

- Stylish and transparent looks for women
- Lightness
- Soft touch
- Graduated pressure
- Easy to get on and off
- Opaque appearance
- Extremely fine
- Ideal for daily activities
- Skin friendly
- Available in various colours

## Çorap Tipleri Stockings Types



Diz Altı  
Knee High



Diz Üstü  
Thigh High



Külotlu  
Panty Hose

## Burun Tipi Toe Types



Kapalı Burun  
Closed Toe

## VARIMO İNCE DESTEK VARİS ÇORAPLARI ÜRÜN KODLARI

70 DEN:8-15 mmHg					
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS	
İNCE DESTEK THIN SUPPORT	KAPALI CLOSED	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	3100	SIYAH BLACK	GRI GREY
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	3101	BEJ BEIGE	LACİVERT NAVY BLUE
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	3102		
140 DEN:15-20 mmHg					
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS	
İNCE DESTEK THIN SUPPORT	KAPALI CLOSED	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	3210	SIYAH BLACK	GRI GREY
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	3211	BEJ BEIGE	LACİVERT NAVY BLUE
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	3212		
280 DEN:20-25 mmHg					
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS	
İNCE DESTEK THIN SUPPORT	KAPALI CLOSED	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	3310	SIYAH BLACK	GRI GREY
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	3311	BEJ BEIGE	LACİVERT NAVY BLUE
		KÜLOTLU / AT PANTY HOSE / AT	3312		

## Basınç Sınıfları Compression Classes

70 DEN (Hafif Destek)  
8-15 mmHg

140 DEN (Orta Destek)  
15-20 mmHg

280 DEN (Yüksek Destek)  
20-25 mmHg

70 DEN (Light Support)  
8-15 mmHg

140 DEN (Medium Support)  
15-20 mmHg

280 DEN (High Support)  
20-25 mmHg



Çoğunlukla Derin Damar Trombozu(DVT) derin damarda meydana gelir, genellikle hastanın baldır bölgesindeki femoral veya popliteal gibi derin damarlarında meydana gelir, tek yönlü kapaklarda kalıcı hasara neden olur ve ayrıca sonraki aşama bacak ülser oluşumunun başlangıç noktasıdır. Trombus(pıhtı)'ün küçük bir kısmı ayrılıp akciğere doğru ilerleyebilir. Akciğerlerde veya diğer organlarda kan pıhtılaşması yaşayan kişilerin yaklaşık %1-5'inde trombusün(Pıhtı) küçük bir kısmı ayrılıp akciğere doğru ilerleyerek akciğere yerleşerek ölüm nedeni olabilir.

Mostly DVT occurs in a deep vein it usually happens in the patient's deep vein of the calf area such as the femoral or popliteal vein causes permanent damage to the one way valves and also the starting point of the leg ulcer formation in the later stage. The small part of the thrombus (clot) may be detached and travel towards the lung and lodge in the lung which is the cause of death in about 1-5% of the people who are suffering from blood clots in the lung or the other organs

**DVT pıhtısının oluşma riskini arttıran birkaç faktör:**

- Kan akışını düşürmek
- Kanın kıvamının veya kalınlığının artması
- Damar duvarının yapısında hasar
- Sigara kullanımı
- Seyahat etmek
- Uzun süreli oturmak veya ayakta durmak
- Yüksek kolesterol

**A few factors which increase the risk of occurrence of the DVT clot:**

- Lowering the blood flow
- Increasing the consistency or thickness of the blood
- Damage to the structure of the vessel wall
- Smoking
- Travelling
- Sitting or standing for a long period of time
- High cholesterol

Ayaktaki ağrıları hafifletmek, şişliği azaltmak ve trombotik sendromu önlemek için doktorlar hastalara dereceli kompresyon çorabı giymelerini önermektedir.  
In order to ease the pain, to reduce the swelling and also to prevent post-thrombotic syndrome, doctors recommend patients to wear graduate compression stocking.

VARIMO ANTI-EMBOLİ ÇORAPLARI İÇİN BEDEN TABLOSU						
	S	M	L	XL	2XL	3XL
B	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32	32-35
B1	23-27	24-29	27-33	30-36	34-39	38-43
C	30-37	30-37	34-40	38-44	42-48	46-52
D	29-36	29-36	33-39	37-43	41-47	45-51
E	35-40	35-40	38-44	42-48	46-53	48-58
F	42-52	42-52	48-57	53-61	59-70	63-78
G	47-63	47-63	54-67	58-73	64-81	71-92

VARIMO ANTI-EMBOLISM STOCKINGS SIZE CHART						
	S	M	L	XL	2XL	3XL
B	18-20	20-23	23-26	26-29	29-32	32-35
B1	23-27	24-29	27-33	30-36	34-39	38-43
C	30-37	30-37	34-40	38-44	42-48	46-52
D	29-36	29-36	33-39	37-43	41-47	45-51
E	35-40	35-40	38-44	42-48	46-53	48-58
F	42-52	42-52	48-57	53-61	59-70	63-78
G	47-63	47-63	54-67	58-73	64-81	71-92

BACAK BOYU (CM)	
lG Normal	71-82
lG Kısa	62-70
lD Normal	38-43
lD Kısa	33-37

LENGTH OF LEG (CM)	
G Normal	71-82
G Short	62-70
D Normal	38-43
D Short	33-37



**varimo**<sup>®</sup>  
MEDIKAL



**varimo**<sup>®</sup>  
MEDICAL



### Özellikler

- Derin Damar Trombozunu (DVT) önlemeye yardımcı olmak
- Yatalak hastalar ve ameliyat sonrası hastalara yardımcı olmak
- Yumuşak ve rahat kullanım
- Muayene deliği kan dolaşımının kontrol edilmesine yardımcı olmak
- Silikon bant kayma riskinin azaltılması
- Topuk rengi çorap bedeninin kolay seçimi
- Ayak bileğindeki basınç 15-18 mmHg
- Cilt dostu oluşu
- 6 beden seçeneği
- Diz altı, diz üstü ve belden kemerli model seçenekleri
- Yalnızca beyaz renk seçenekleri
- Düz silikon ve damla silikon seçenekleri

### Features

- To help prevent care Deep Vein Thrombosis(DVT)
- For bedridden patients and post-operative patients
- Soft and comfortable
- Inspection hole aids checking of blood circulation
- Silicone topband reduces risk of slipping
- Heel colour for easy-selection of the stocking size
- 18 mmHg compression at the ankle region
- Skin friendly
- Sizes available in 5 sizes
- Available in knee length, thigh length, and thigh length with waist belt
- Available only in white color

### Çorap Tipleri Stockings Types



Diz Altı  
Knee High



Diz Üstü  
Thigh High



Belden Kemerli  
Thigh Length with  
Waist Belt

### Basınç Sınıfları Compression Classes

Ayak bileğinde  
15-18 mmHg

Pressure At The Ankle  
18 mmHg

VARIMO ANTI-EMBOLİ ÇORAPLARI ÜRÜN KODLARI VARIMO ANTI-EMBOLISM STOCKINGS PRODUCT CODES				
Basınç: 18 mmHg Compression Level: 18 mmHg				
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	BURUN TİPİ TOE TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
ANTI-EMBOLİ ÇORABI ANTI-EMBOLISM STOCKING	AÇIK OPEN	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	1100	BEYAZ WHITE
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	1101	
		BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITHWAIST BELT / AT/H	1103	
	KONTROL DELİĞİ ALTTA LOWER INSPECTION HOLE	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	1120	
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	1121	
		BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITHWAIST BELT / AT/H	1123	
	KONTROL DELİĞİ ÜSTTE UPPER INSPECTION HOLE	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	1130	
		DİZ ÜSTÜ / AG THIGH LENGTH / AG	1131	
		BELDEN KEMERLİ / AT/H THIGH LENGTH WITHWAIST BELT / AT/H	1133	



Diyabetik çoraplar, ayak yaralanma riskini en aza indirmek, ayakları kuru ve sıcak tutmak ve kan dolaşımını arttırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek kan şekeri seviyelerinin sinir ve dolaşım sistemlerinde hasar meydana getirmesinden dolayı, diyabet çorapları diyabet yönetiminin önemli bir kısmı olan ayak bakımının anahtar parçası olmuştur.

Diabetic socks are specially designed to minimize the risk of foot injuries, keep feet dry and warm and enhance blood circulation. They are a key part of foot care, which is an important aspect of diabetes management due to potential damage to the nervous and circulatory systems caused by high blood sugar levels.

### Özellikler

- Ayaklara doğru kan akışını artırması
- Diyabet hastaları için ideal oluşu
- Ayakları kuru ve temiz tutuşu
- Ayakların yaralanma riskini azaltması
- Mantar enfeksiyonlarını ayaklardan uzak tutması
- Yumuşak ve nefes alabilen
- Rahat kullanım
- Cilt dostu

### Features:

- Improve blood flow to the feet
- Ideal for diabetics
- Keep the feet dry and clean
- Decrease the risk of foot injury
- Keep fungal infections off your feet
- Soft and breathable
- Comfortable wearing
- Skin friendly

VARIMO DİYABETİK ÇORAP ÜRÜN KODLARI VARIMO DIABETIC SOCKS PRODUCT CODES			
ÜRÜN ADI PRODUCT TYPE	ÇORAP TİPİ STYLE	ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	RENKLER COLOURS
DİYABET ÇORABI DIABETIC SOCKS	DİZ ALTI / AD KNEE LENGTH / AD	10010	<p>SIYAH BLACK</p> <p>GRI GREY</p> <p>LACİVERT NAVY BLUE</p>

VARIMO DİYABETİK ÇORAP İÇİN BEDEN TABLOSU SIZE CHART FOR DIABETIC SOCKS			
	1	2	3
Ayak Numarası Foot Size	35-38	39-42	43-46

### Çorap Tipleri Stockings Types



Diz Altı  
Knee High

